



DISINFEZIONE SUPERFICI ED ATTREZZATURE

GD STERIXIDINA5



Disinfettante pronto all'uso per dispositivi medici non invasivi, superfici ed attrezzature

DISPOSITIVO MEDICO CE N. 0546

CARATTERISTICHE

GD STERIXIDINA5 è disponibile in soluzione pronta all'uso e in fazzolettini flow pack.

GD STERIXIDINA5 disinfecta e deterge in modo rapido tutte le superfici, attrezzature fabbricate con materiali non sensibili all'alcool.

COMPOSIZIONE



100 g di prodotto contengono:

Clorexidina digluconato	0,1 g
Benzalconio cloruro	0,1 g
Alcol etilico	45,0 g
Alcol isopropilico	15,0 g
Coformulanti, acqua depurata q.b.a	100,0 g



100 g di prodotto contengono:

Clorexidina Digluconato	0,1 g
Benzalconio Cloruro	0,1 g
Alcol Etilico, Alcol Isopropilico	
Coformulanti, acqua depurata q.b.a	100,0 g

DATI TECNICI

- **Aspetto:** Liquido (flacone da 750 ml)
Fazzolettino in TNT imbibito (flow pack da 80 pezzi)
- **Odore:** Caratteristico di pino
- **pH:** 6 ÷ 8

ATTIVITÀ E TEMPO D'AZIONE

L'alto tenore di Alcool e la presenza in formula di Clorexidina Digluconato e Sale d'Ammonio Quaternario fanno di GD STERIXIDINA5 un ottimo disinfettante ad ampio spettro con azione detergente. Evapora velocemente senza lasciare aloni. GD STERIXIDINA5 è battericida, fungicida e virucida (compresi HIV, HBV e HCV - Epatite B e C) in 5 minuti di contatto ed è attiva anche in presenza di materiale biologico. Dato l'alto contenuto in Alcool, il prodotto può essere inadatto su materiali sensibili, attenersi alle disposizioni del produttore del dispositivo medico.

MODALITÀ D'USO

Liquido pronto all'uso: Agitare prima dell'uso. Spruzzare superfici e oggetti da una distanza di circa 30 cm, lasciare agire per almeno 5 minuti e passare un panno. Per la disinfezione del riunito si consiglia di spruzzare GD STERIXIDINA5 su un panno o carta e passare accuratamente su tutte le parti.

Fazzolettino disinfettante: Passare il fazzolettino imbibito sulla superficie da trattare e lasciare agire. Assicurarsi che le superfici e gli oggetti siano completamente inumiditi.

SETTORI D'IMPIEGO E CAMPI D'APPLICAZIONE

Disinfezione e detersione rapida di tutte le superfici, di dispositivi medici, fabbricati con materiali non sensibili all'alcool: quali piani d'appoggio, braccioli, maniglie, manipoli, maschere facciali, cateteri, poggiatesta, riuniti, attrezzature ed oggetti vari dello studio. Test effettuati in Laboratorio Accreditato, hanno dimostrato la possibilità di utilizzo come disinfettante per impronte in alginato, in quanto non altera la struttura dimensionale delle stesse. Particolarmente indicato nel settore dentale, medico in tutte le specializzazioni, settore veterinario, settore estetico, tatuatori; ambulatori, ambulanze, case di cura, case di riposo, ospedali.

VALIDITÀ E CONSERVAZIONE

Nella sua confezione originale si conserva per il periodo di tre anni per lo sprayer pronto all'uso e di due anni per i fazzolettini.

AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo: H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. **Consigli di prudenza:** P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore / superfici calde / scintille / fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. Contiene: 2-PROPANOLO, ALCOL ISOBUTILICO, METILETILCHETONE. Dopo l'apertura, se correttamente conservato, il prodotto mantiene la validità riportata in etichetta. Non utilizzare confezioni danneggiate. Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

